

# myobrace®

## SET MISURAZIONE

Il Set Misurazione Myobrace aiuta i professionisti a selezionare il dispositivo corretto per i loro pazienti permettendo di individuare la misura più adatta.

### IL SET MISURAZIONE

Include 8 dispositivi:


N. 3 Dispositivi for KIDS: K1 (S-M-L)

N. 2 Dispositivi for TEENS: T1 (M-L)

N. 2 Dispositivi for BRACES: B1 (M-L)

N. 1 Dispositivo Myotalea: TLJ (M)


Myobrace for KIDS




Myobrace for TEENS



Myobrace for BRACES



Myotalea



#### DENTIZIONE MISTA

Myobrace for KIDS



Età: 6+10 anni

#### Sviluppo della DENTIZIONE PERMANENTE

Myobrace for TEENS



Età: 10+15 anni

#### Con i Brackets DENTIZIONE PERMANENTE

Myobrace for BRACES



Con i Brackets

#### ESERCIZI

Myotalea



Tutte le età

## SET MISURAZIONE MYOBRACE

- Usa questo set come strumento per individuare la misura corretta dei dispositivi sulle impronte del caso o direttamente sul paziente

- I dispositivi in silicone medicale sono tutti autoclavabili a ciclo rapido a 121° imbustati singolarmente



Cod.	Descrizione
PT25NEW	SET MISURAZIONE MYOBRACE (K1 S-M-L, T1 M-L, B1 M-L, TLJ M)



## TABELLA DI COMPARAZIONE

Grazie a questa tabella ed ai dispositivi del Set Misurazione è possibile individuare le misure corrette anche dei dispositivi non inclusi


### SMALL - Dentizione decidua




### MEDIUM - Dentizione mista



### LARGE - Dentizione Mista/Permanente



### MEDIUM - Dentizione Mista/Permanente



### LARGE - Dentizione Permanente

